

抗Irf7ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92985

商品番号: CM0014566



前書き

ヒトIRF7に対するウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。マウスと交差反応します。I型インターフェロン応答の主要な転写制御因子であり、ウイルスに対する自然免疫に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IRF7 ウサギ pAb
備考／別名	IMD39; IRF-7; IRF7A; IRF7B; IRF7C; IRF7H; IRF-7H; IRF7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3665
GeneID	3665
免疫原	ヒトIRF7（NP_001563.2）のアミノ酸50～150領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q92985
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	氷袋梱包