

## Wb、Elisa用抗Irf8ポリクローナル抗体 - Q02556

商品番号: CM0015966

## 前書き

ヒトIRF8（ICSBP）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの検証済み。IRF8はインターフェロンシグナル伝達および樹状細胞の発生に関与する転写因子です。氷上で発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 製品名       | IRF8ウサギpAb                                           |
| 備考／別名     | ICSBP; IRF-8; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; H-ICSBP; IRF8  |
| 種         | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID（ヒト） | 3394                                                 |
| 遺伝子ID     | 3394                                                 |
| 免疫原       | ヒトIRF8（NP_002154.1）のアミノ酸137～426に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来        | ウサギ                                                  |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途        | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性     | ヒト                                                   |
| SWISS     | Q02556                                               |
| タンパク質分子量  | 48kDa                                                |
| 配送        | 保冷バッグ                                                |