

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Irp2ウサギモノクローナル抗体 - P48200

商品番号: CM0004234



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用として検証済みの高品質な抗IRP2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。鉄代謝、遺伝子調節、疾患バイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRP2 ウサギ mAb
備考/別名	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3658
免疫原	ヒトIRP2 (NP_004127.2) のアミノ酸700-963に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48200
タンパク質分子量	105 kDa
発送	保冷バッグ