

## Anti-Irp2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P48200

商品番号: CM0028818



## 前書き

## ヒトIRP2 (IREB2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。鉄代謝および神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | IRP2 Rabbit pAb                                                |
| 備考/別名      | ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2                  |
| 種          | ヒト                                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3658                                                           |
| 遺伝子ID      | 3658                                                           |
| 免疫原        | 組換えタンパク質；ヒトIRP2 (NP_004127.1) のアミノ酸760-963に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                            |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                      |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                     |
| SWISS      | P48200                                                         |
| タンパク質分子量   | 105kDa                                                         |
| 配送         | アイスパック                                                         |