

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Irs1ウサギポリクローナル抗体 - P35568

商品番号: CM0014028



前書き

ヒトIRS1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのIRS1を認識します。インスリンシグナル伝達および糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRS1 Rabbit pAb
備考/別名	HIRS-1; IRS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3667
免疫原	ヒトIRS1 (NP_005535.1) のアミノ酸1043-1242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35568
タンパク質分子量	132kDa
配送	氷袋