

Wb、If/Icc、Elisa用抗Irs2モノクローナル抗体 - Q9Y4H2

商品番号: CM0008823



前書き

ヒトIRS2に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。予測分子量は137 kDaです。インスリンシグナル伝達および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRS2 Rabbit mAb
備考/別名	IRS-2, Irs2, IRS 2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8660
遺伝子ID	8660
免疫原	ヒトIRS2 (NP_003740.2) のアミノ酸1239-1338内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4H2
タンパク質分子量	137kDa
配送	アイスパック