

Anti-Irs2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

商品番号: CM0029071



前書き

ヒトIRS2を標的とするウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。インスリンシグナル伝達、グルコース代謝、および細胞増殖の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRS2 Rabbit pAb
備考/別名	IRS-2; IRS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8660
GeneID	8660
免疫原	ヒトIRS2 (NP_003740.2) のアミノ酸1238-1338に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4H2
タンパク質分子量	137kDa
配送	氷袋