


Anti-Iscu Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H1K1

商品番号: CM0026244



前書き

組換えヒトISCタンパク質を用いて作製したウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトサンプルで検証済み；鉄硫黄クラスター生合成に関与するミトコンドリアスキャフォールドタンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ISCU Rabbit pAb
備考/別名	HML; ISU2; NIFU; NIFUN; hnifU; 2310020H20Rik; ISCU
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23479
GeneID	23479
免疫原	ヒトISCU (NP_998760.1) のアミノ酸1-167に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H1K1
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋