

Anti-Isg20 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Az6

商品番号: CM0015524



前書き

ヒトISG20に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。抗ウイルス自然免疫、インターフェロン刺激遺伝子、およびRNA代謝の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ISG20 Rabbit pAb
備考/別名	CD25, HEM45, ISG20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3669
免疫原	ヒトISG20 (NP_002192.2) のアミノ酸1-70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96AZ6
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスバック