

ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Islet1 モノクローナル抗体 - P61371

商品番号: CM0002219

前書き

ヒトIslet1 (P61371)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。
神経細胞分化や心臓発生の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Islet1 ウサギ mAb
備考/別名	Isl-1; ISLET1; Islet1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3670
GeneID	3670
免疫原	ヒトIslet1 (P61371) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61371
タンパク質分子量	39 kDa
発送	保冷バッグ