


Wb、Elisa用抗Ist1ポリクローナル抗体 - P53990

商品番号: CM0029754



前書き

IST1 (CHMP8、OLC1) に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。ESCRT - IIIを介した細胞質分裂および核膜ダイナミクスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IST1 ウサギpAb
備考・別名	OLC1; CHMP8; IST1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9798
GeneID	9798
免疫原	ヒトIST1 (NP_001257906.1) のアミノ酸1〜335番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53990
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤