

Wb・Elisa用抗Isyna1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nph2

商品番号: CM0027086

前書き

ヒトISYNA1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット(WB)およびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのISYNA1を検出します。ISYNA1はミオイノシトール生合成における律速酵素です。代謝研究や脂質シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ISYNA1 Rabbit pAb
備考/別名	IPS; INO1; INOS; IPS 1; IPS-1; ISYNA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51477
遺伝子ID	51477
免疫原	ヒトISYNA1 (NP_057452.1) のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPH2
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	保冷剤