

Wb、Elisa用 抗Itfg1ポリクローナル抗体 - Q8Tb96

商品番号: CM0013338

前書き

ヒトITFG1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適用可能。マウスおよびラットと交差反応します。標的は、移植片対宿主病の保護に関与するT細胞免疫調節タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITFG1 Rabbit pAb
備考/別名	TIP; CDA08; LNKN-1; 2310047C21Rik; ITFG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81533
遺伝子ID	81533
免疫原	ヒトITFG1 (NP_110417.2) のアミノ酸313-612に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TB96
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋