

WbおよびElisa用 抗Itga10 ウサギポリクローナル抗体 - O75578

商品番号: CM0024281

前書き

ヒトITGA10に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。コラーゲン受容体研究に適しています。タンパク質分子量：128kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGA10 ウサギ pAb
備考/別名	PRO827; ITGA10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8515
GeneID	8515
免疫原	ヒトITGA10 (NP_003628.2) のアミノ酸801-1040に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75578
タンパク質分子量	128kDa
配送	保冷バッグ