


フローサイトメトリー用 抗Itga1/Cd49Aモノクローナル抗体 () - P56199

商品番号: CM0012666



前書き

フローサイトメトリー用結合ウサギ抗ヒトITGA1/CD49aモノクローナル抗体。ラミニンおよびコラーゲン受容体であるインテグリン α -

1を認識し、ヒトサンプルにおけるこの細胞接着分子の信頼性の高い検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ITGA1/CD49a mAb
備考/別名	VLA1; CD49a
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3672
遺伝子ID	3672
免疫原	ヒトITGA1/CD49a (NP_852478.1) のアミノ酸29-1141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P56199
タンパク質分子量	131kDa
配送	アイスバッグ