

Wb、Elisa用抗Itga3ポリクローナル抗体 - P26006

商品番号: CM0019322

前書き

ヒトITGA3に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。インテグリンα-3の機能、細胞接着、がん浸潤の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGA3 ウサギpAb
備考／別名	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3; ITGA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3675
GeneID	3675
免疫原	ヒトITGA3 (P26006) のアミノ酸85～260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26006
タンパク質分子量	117kDa
輸送	保冷バッグ