

WbおよびElisa用 抗Itga8 ウサギポリクローナル抗体 - P53708

商品番号: CM0017333

前書き

組換えタンパク質免疫原を用いて作製した、ITGA8に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示す。標的分子量は117

kDa。ITGA8は、腎臓発生と細胞接着に関与するインテグリンαサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGA8 ウサギ pAb
備考/別名	ITGA8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8516
GeneID	8516
免疫原	ヒトITGA8 (NP_003629.2) のアミノ酸907-1000に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53708
タンパク質分子量	117kDa
発送方法	保冷バッグ