

Anti-Itgae (Cd103) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P38570

商品番号: CM0026372



前書き

インテグリン α -E (CD103)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。リンパ球接着、粘膜免疫、上皮バリア生物学の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGAE Rabbit pAb
備考/別名	CD103; HUMINAE; ITGAE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3682
遺伝子ID	3682
免疫原	ヒトITGAE (NP_002199.3) のアミノ酸19-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38570
タンパク質分子量	130kDa
配送	アイスバッグ