

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Itgax ポリクローナル抗体 - P20702

商品番号: CM0013100



前書き

ヒトITGAX（CD11C）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。単球接着、炎症反応、食作用の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGAX ウサギ pAb
備考/別名	CD11C; SLEB6; ITGAX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3687
GeneID	3687
免疫原	組換えタンパク質[ITGAX (NP_000878.2) のアミノ酸146-342に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20702
タンパク質分子量	128kDa
配送	氷袋