

Ihc-PおよびElisa用抗Itgb3Bpポリクローナル抗体 - Q13352

商品番号: CM0014793



前書き

ヒトITGB3BP（CENPR、NRIF3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。セントロメア、転写調節、アポトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGB3BPウサギpAb
備考／別名	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
種	ヒト
GeneID	23421
免疫原	ヒトITGB3BP（NP_055103.3）のアミノ酸1～111に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13352
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ