

WbおよびElisa用 Anti-Itgb3Bp ポリクローナル抗体 - Q13352

商品番号: CM0030324



前書き

ヒトITGB3BP（CENPR、NRIF3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。転写調節およびセントロメア/キネトコア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGB3BP Rabbit pAb
備考/別名	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23421
GeneID	23421
免疫原	ヒトITGB3BP（NP_055103.3）のアミノ酸1-111に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13352
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ