


## WbおよびElisa用 Anti-Itgb5 ウサギポリクローナル抗体 - P18084

商品番号: CM0024617



## 前書き

## WBおよびELISA用 ITGB5

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのITGB5を検出します。組換え免疫原、88 kDa。細胞接着およびウイルス侵入研究用。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ITGB5 ウサギ pAb                                                      |
| 備考/別名      | ITGB5                                                              |
| 種          | ヒト                                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3693                                                               |
| 遺伝子ID      | 3693                                                               |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトITGB5 (NP_002204.2) のアミノ酸490-720に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                          |
| 適用         | WB, ELISA                                                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                         |
| SWISS      | P18084                                                             |
| タンパク質分子量   | 88kDa                                                              |
| 配送         | 保冷バッグ                                                              |