

## Anti-Itgb6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P P18564

商品番号: CM0019719



### 前書き

ヒトITGB6に対するウサギポリクローナル抗体（ウェスタンブロット（WB）およびELISA用）。ヒト、マウス、ラットのITGB6を認識します。インテグリンベータ-6受容体は、細胞接着、TGF-β活性化、およびウイルス侵入に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|
| 製品名      | ITGB6 ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名    | AI1H; ITGB6                                          |
| 種        | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID    | 3694                                                 |
| 免疫原      | ヒトITGB6（NP_000879.2）のアミノ酸732-788に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                  |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS    | P18564                                               |
| タンパク質分子量 | 86kDa                                                |
| 配送       | アイスバック                                               |