

Wb、Elisa用抗Itgb7ポリクローナル抗体 - P26010

商品番号: CM0030086



前書き

ヒトおよびマウスで検証済みのウェスタンブロットおよびELISA用ITGB7ウサギポリクローナル抗体。インテグリンベータ-7を標的とし、腸関連リンパ組織の研究における重要なリンパ球ホーミング受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGB7 Rabbit pAb
備考/エイリアス	ITGB7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3695
遺伝子ID	3695
免疫原	ヒトITGB7 (NP_000880.1) のアミノ酸1-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P26010
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスパック