

抗Itgb8ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - P26012

商品番号: CM0029509



前書き

ヒトITGB8に対するウサギポリクローナル抗体。WB
およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差
反応性あり。TGF-
ベータの活性化と血管形成に関与するフィブロネクチ
ン受容体、インテグリンベータ-8を標的とする。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGB8 ウサギpAb
備考/別名	ITGB8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3696
遺伝子ID	3696
免疫原	組換えタンパク質 ヒトITGB8の43-320アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_002205.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26012
タンパク質重量	86 kDa
配送	アイスバッグ