

ElisaおよびWb用Anti-Itgbl1ウサギポリクローナル抗体 - O95965

商品番号: CM0021863

前書き

WBおよびELISAで検証済みのITGBL1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのITGBL1を認識します。血管生物学および細胞外マトリックス研究におけるインテグリンベータ様タンパク質1の機能解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGBL1 Rabbit pAb
備考/別名	OSCP; TIED; ITGBL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9358
GeneID	9358
免疫原	ヒトITGBL1 (NP_004782.1) のアミノ酸200-300に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95965
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスパック