

抗Itih3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q06033

商品番号: CM0025451

前書き

ヒトITIH3に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。約100kDaのバンドを検出します。ヒアルロン酸代謝および細胞外マトリックス研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITIH3 Rabbit pAb
備考 / 別名	H3P; SHAP; ITI-HC3; ITIH3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3699
GeneID	3699
免疫原	ヒトITIH3 (NP_002208.3) のアミノ酸35-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06033
タンパク質分子量	100kDa
発送方法	氷袋