

Anti-Itih4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14624

商品番号: CM0014366



前書き

ヒトITIH4（インターアルファトリプシンインヒビター重鎖H4）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。急性相反応および肝臓特異的炎症メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITIH4 Rabbit pAb
備考/別名	H4P; IHRP; GP120; PK120; ITIHL1; PK-120; ITI-HC4; ITIH4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3700
GeneID	3700
免疫原	ヒトITIH4（NP_002209.2）のアミノ酸689-930に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14624
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスパック