

Wb、Elisa対応 抗Itk/Emtモノクローナル抗体 - Q08881

商品番号: CM0005451



前書き

ヒトITK/EMT（チロシンプロテインキナーゼITK/TSK）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。T細胞シグナル伝達、免疫応答、キナーゼ活性の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITK/EMT ウサギmAb
備考／別名	EMT; LYK; LPFS1; PSCTK2; ITK/EMT
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3702
免疫原	ヒトITK/EMT組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08881
タンパク質分子量	72kDa
輸送方法	氷袋