


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Itln1 ポリクローナル抗体 - Q8Wwa0

商品番号: CM0028742



前書き

ヒトITLN1（インテレクチン-1/オメンティン）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。自然免疫および代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITLN1 Rabbit pAb
備考/別名	HLI; LFR; HL-1; INTL; ITLN; hIntL; omentin; ITLN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55600
GeneID	55600
免疫原	ヒトITLN1 (NP_060095.2) のアミノ酸19-313に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8WWA0
タンパク質重量	36kDa
発送方法	保冷バッグ