


Wb、Elisa用抗Itpaポリクローナル抗体 - Q9By32

商品番号: CM0016040



前書き

ヒトITPA（ヌクレオシド代謝酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。非標準的なプリン排除の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ITPA Rabbit pAb
備考/別名	DEE35; My049; ITPase; NTPase; C20orf37; dJ794I6.3; HLC14-06-P; ITPA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3704
遺伝子ID	3704
免疫原	ヒトITPA (NP_258412.1) のアミノ酸1-194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY32
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋