


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Itpkaウサギポリクローナル抗体 - P23677

商品番号: CM0021942



前書き

ヒトITPKA（イノシトール三リン酸3-キナーゼA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。InsP3代謝およびカルシウムシグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITPKAウサギpAb
備考/別名	IP3KA, IP3-3KA, ITPKA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3706
遺伝子ID	3706
免疫原	ヒトITPKA (NP_002211.1) のアミノ酸141-461に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P23677
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ