

WbおよびElisa用Anti-Itpkbウサギポリクローナル抗体 - P27987

商品番号: CM0025943

前書き

ヒトITPKB (IP3K-B)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応しません。カルシウム恒常性およびイノシトールリン酸シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITPKB Rabbit pAb
備考/別名	IP3K; IP3KB; PIG37; IP3K-B; IP3-3KB; ITPKB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3707
GeneID	3707
免疫原	ヒトITPKB (NP_002212.3) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27987
タンパク質分子量	102kDa
配送	アイスバッグ