

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Itp2ポリクローナル抗体 - Q14571

商品番号: CM0023514

前書き

ヒトITPR2 (IP3R2)、IP3ゲート型カルシウムチャンネルを標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。カルシウムシグナル伝達および筋肉/心臓の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ITPR2 Rabbit pAb
備考/別名	ANHD; IP3R2; CFAP48; INSP3R2; ITPR2
種	ヒト
遺伝子ID	3709
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14571
タンパク質分子量	308kDa
配送	アイスバッグ