


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Itpr3 ウサギモノクローナル抗体 - Q14573

商品番号: CM0004035



前書き

ヒトITPR3 (IP3R3) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに使用できます。イノシトール1,4,5-三リン酸を介したカルシウム放出および細胞内シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITPR3 ウサギ mAb
備考/別名	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3710
GeneID	3710
免疫原	ヒトITPR3 (NP_002215.2) のアミノ酸1630-1870に対応する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14573
タンパク質分子量	304kDa
発送	保冷剤