

Wb、If/Icc、Elisa用抗Itsn2ポリクローナル抗体 - Q9Nzm3

商品番号: CM0024505



前書き

ITSN2ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのインターセクチン-2（Q9NZM3、193kDa）を検出します。エンドサイトーシス、アクチン動態、メラノサイトの樹状突起形成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITSN2 ウサギ pAb
備考/別名	SWA; SWAP; SH3D1B; SH3P18; PRO2015; ITSN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50618
GeneID	50618
免疫原	ヒトITSN2（NP_006268.2）のアミノ酸500～620に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZM3
タンパク質分子量	193kDa
発送	保冷剤