

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ivdポリクローナル抗体 - P26440

商品番号: CM0023115



前書き

ヒトIVD（イソバレリルCoAデヒドロゲナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。ロイシン異化とミトコンドリア脂肪酸酸化の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IVD Rabbit pAb
備考/別名	IVDH; ACAD2; IVD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3712
遺伝子ID	3712
免疫原	ヒトIVD (NP_002216.2) のアミノ酸33-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26440
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋