


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa、Chip用 抗Jab1/Csn5/Cops5

ウサギモノクローナル抗体 - Q92905

商品番号: CM0007866



前書き

JAB1/Csn5/COPS5（COP9シグナロソーム複合体サブユニット5）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIPで検証済み。ユビキチン-プロテアソーム経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAB1/Csn5/COPS5 ウサギ mAb
備考/別名	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/Csn5/COPS5
種	ヒト
遺伝子ID	10987
免疫原	ヒトJAB1/Csn5/COPS5（Q92905）のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92905
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ