

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Jab1/Csn5/Cops5

ウサギポリクローナル抗体 - Q92905

商品番号: CM0016340



前書き

ヒトJAB1/CSN5/COPS5に対するウサギポリクローナル抗体。脱ネジル化とタンパク質分解に参与するCOP9シグナロソームサブユニット。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAB1/CSN5/COPS5 ウサギ pAb
備考/別名	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10987
GeneID	10987
免疫原	ヒトJAB1/CSN5/COPS5 (NP_006828.2) のアミノ酸1-334に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92905
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ