


Wb、If/Icc、Elisa用抗Jade1ポリクローナル抗体 - Q6Ie81

商品番号: CM0027625



前書き

HBO1ヒストンアセチルトランスフェラーゼ複合体の足場サブユニットであるヒトJADE1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応します。クロマチンおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JADE1 ウサギ pAb
別名	PHF17, JADE1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79960
遺伝子ID	79960
免疫原	ヒトJADE1 (NP_079176.2) のアミノ酸210-509番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロット	Q6IE81
タンパク質分子量	96kDa
輸送方法	氷袋