


抗Jade1ウサギポリクローナル抗体 If/Icc、Elisa用 - Q6Ie81

商品番号: CM0017394



前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのJADE1ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのJADE1を検出します。JADE1はヒストンアセチル化、アポトーシス、Wntシグナル伝達に関与するHBO1複合体の足場タンパク質です。クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JADE1 ウサギ pAb
別名/略称	PHF17; JADE1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79960
遺伝子ID	79960
免疫原	組換えタンパク質 ヒトJADE1 (NP_079176.2) のアミノ酸210～509に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6IE81
タンパク質分子量	96kDa
輸送方法	保冷剤