

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Jag2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y219

商品番号: CM0018458



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みのJAG2ウサギポリクローナル抗体。ターゲットは、発生およびシグナル伝達に参与するノッチリガンドであるタンパク質jagged-2です。発生生物学および筋ジストロフィー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAG2 Rabbit pAb
備考/別名	HJ2; SER2; LGMDR27; JAG2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3714
遺伝子ID	3714
免疫原	組換えタンパク質：ヒトJAG2 (NP_002217.3) のアミノ酸24-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y219
タンパク質分子量	133kDa
配送	アイスバッグ