

Wb・Elisa用抗Jak1ウサギモノクローナル抗体 - P23458

商品番号: CM0003746



前書き

ヒトJAK1チロシンキナーゼ(P23458)に対する高品質ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでの検証済み、マウス・ラットと交差反応性あり。サイトカインシグナル伝達・がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAK1 ウサギmAb
別名	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B; JAK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3716
GeneID	3716
免疫原	合成ペプチド：ヒトJAK1(P23458)のアミノ酸600～700番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23458
タンパク質分子量	133kDa
発送方法	保冷剤梱包