


Wb、If/Icc、Elisa用抗Jak3ウサギポリクローナル抗体 - P52333

商品番号: CM0014086



前書き

サイトカインシグナル伝達に関与する非受容体型チロシンキナーゼであるヒトJAK3を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAK3ウサギpAb
備考/別名	JAKL; L-JAK; JAK-3; L-JAK; JAK3_HUMAN; JAK3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3718
免疫原	JAK3のアミノ酸350～530 (NP_000206.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P52333
タンパク質分子量	125kDa
輸送	保冷バッグ