

Wb、Elisa用 抗Jakmip2 ポリクローナル抗体 - Q96Aa8

商品番号: CM0015250

前書き

JAKMIP2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。神経内分泌組織におけるゴルジ体関連コイルドコイルタンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	JAKMIP2 ウサギ pAb
備考/別名	NECC1; JAMIP2; JAKMIP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9832
遺伝子ID	9832
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトJAKMIP2 (NP_055605.2) のアミノ酸561-810に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AA8
タンパク質分子量	95kDa
発送	保冷バッグ