

抗Jam-A/Cd321 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92993

商品番号: CM0018909



前書き

JAM-

A/CD321を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、細胞接着および密着結合の研究に有用です。SWISS: Q92993。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAM-A/CD321 ウサギpAb
備考/別名	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
種	マウス
GeneID (ヒト)	16456
GeneID	16456
免疫原	マウスJAM-A/CD321のアミノ酸27-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001193762.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92993
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	氷袋