

Fc用 Anti-Jam-A/Cd321/F11R モノクローナル抗体 - Q9Y624

商品番号: CM0004178



前書き

ヒトJAM-A/CD321/F11Rを標的とするウサギモノクローナル抗体、フローサイトメトリーに適しています。組換え免疫原（アミノ酸28-242）、ヒトと交差反応します。タイトジャンクション、細胞遊走、ウイルス侵入研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒト JAM-A/CD321/F11R mAb
備考/別名	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50848
免疫原	組換えタンパク質、ヒトJAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1) のアミノ酸28-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y624
タンパク質分子量	27kDa/32kDa
発送	保冷剤