


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Jam-A/Cd321/F11R ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y624

商品番号: CM0007674



前書き

ヒトJAM-A (F11R, CD321)を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト特異的。33 kDa。タイトジャンクション研究、白血球遊走研究、ウイルス侵入解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAM-A/CD321/F11R ウサギ mAb
備考/別名	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1, JAM-A/CD321/F11R
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	50848
免疫原	ヒトJAM-A/CD321/F11Rの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y624
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ