


Anti-Jam-A/Cd321/F11R ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q9Y624

商品番号: CM0014384



前書き

ヒトJAM-

A（接着結合分子A）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。タイトジャンクションおよび免疫学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAM-A/CD321/F11R ウサギpAb
別名	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1; JAM-A/CD321/F11R
対象種	ヒト
遺伝子ID	50848 (ヒト)
免疫原	ヒトJAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1) のアミノ酸28-238番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9Y624
タンパク質分子量	33kDa
配送方法	氷袋