


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Jam-A/Cd321/F11R ウサギ Polymab® 抗体 - Q9Y624 / O88792

商品番号: CM0005712



前書き

JAM-A/CD321/F11Rを標的とするウサギPolymAb®。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのJAM-Aを認識。タイトジャンクション、血小板活性化、ウイルス侵入に関する研究に最適。UniProt: Q9Y624 / O88792。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAM-A/CD321/F11R ウサギ PolymAb®
備考/別名	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
種	ヒト/マウス
遺伝子ID (ヒト)	50848
遺伝子ID	50848/16456
免疫原	ヒト/マウス JAM-A/CD321/F11R 組換えタンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y624/O88792
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ